

Клинический анализ с лейкоформулой (Собаки)

Параметр	Значение	Ед. измерения	Норма
Лейкоциты	8,4	10*9/л	6-17
Эритроциты	7,68	10*12/л	5,5-8,5
Гемоглобин	186	г/л	120-180
Гематокрит	58,6	%	37-55
Сред. корпуск. объём	76,3	фл	60-77
Сред. содержание корпуск. гемоглобина	24,2	пг	19,5-24,5
Сред. конц-ция корпуск. гемоглобина	318	г/дл	320-380
Тромбоциты	238	10*9/л	200-500
Ширина распределения кр. кров. клеток	14	% св	12-16
Средний объём тромбоцитов	9,1	фл	6,7-11,1
Ширина распределения тромбоцитов	7,6	%	0 - 50
Лейкоциты Нейтрофильные: Миелоциты	0	%	0 - 0
Лейкоциты Нейтрофильные: Юные	0	%	0 - 0
Лейкоциты Нейтрофильные: Палочкоядерные	1		1-6
Лейкоциты Нейтрофильные: Сегментоядерные	80	%	43-71
Моноциты	4	%	1 - 5
Эозинофилы	0	%	3-9
Базофилы	0	%	0 - 1
Лимфоциты	15	%	21-40
Абс. знач. лейкоцитов нейтрофильных: Миелоциты	0	10*9/л	0 - 0
Абс. знач. лейкоцитов нейтрофильных: Юные	0	10*9/л	0 - 0
Абс. знач. лейкоцитов			

Page 2 of 2

нейтрофильных: Палочкоядерные	0,084	10*9/л	0,12-1,53
Абс. знач. лейкоцитов нейтрофильных: Сегментоядерные	6,72	10*9/л	2,58-12,41
Абс. знач. моноцитов	0,336	10*9/л	0,06-1,7
Абс. знач. эозинофилов	0	10*9/л	0,12-1,36
Абс. знач. базофилов	0	10*9/л	0 - 0,17
Абс. знач. лимфоцитов	1,26	10*9/л	1,26-7,65
Морфология эритроцитов			
Морфология лейкоцитов			
Тромбоциты, морфология			
Примечание			