

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ РАСШИРЕННЫЙ

Дата сдачи анализа: 27-09-2026 Животное: Кошка
Дата проведения анализа: 27-09-2026 Порода: Метис
Владелец животного: Сафина Возраст:
Название клиники: GosVet (Войковская) Кличка: Шипучка
Лечащий врач: Симонова Пол:

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	НОРМЫ	ЕДИНИЦЫ
Физические свойства			
Цвет мочи	желтый	Желтый	Визуальная
Прозрачность	прозрачная	Прозрачная	Визуальная
Относительная плотность (SpG)	1,017	1,030-1,050	г/см[3]
Химические свойства			
Биохимия мочи			
Микропротеин	0.58 ↑	0-0,4	г/л
Креатинин мочи	7.60 ↓	10-25	ммоль/л
Соотношение белок /креатинин	0.7	<0,4	
Глюкоза мочи	0	0-0,4	ммоль/л
Измерение тест-полоской			
Кислотность (pH)	5	6-6,5	ед.(pH)
Кетоновые тела	отсутствует	отсутствует	Качественная
Билирубин мочи	отсутствует	отсутствует	Качественная
Гемоглобин в моче	++	отсутствует	Качественная
Микроскопия мочевого осадка			
Эритроциты	1-5	единичные	В поле зрения
Лейкоциты	0-2	0-5	В поле зрения
Эпителий плоский	0-1	единичные	В поле зрения
Эпителий переходный	отсутствует	единичные	В поле зрения
Эпителий почечный	отсутствует	отсутствует	В поле зрения
Цилиндры	отсутствуют	отсутствует	В поле зрения
Бактерии	кокки ++	отсутствует	В поле зрения
Слизь (цилиндроды)	+	отсутствует	В поле зрения
Неорганизованный осадок	отсутствуют	отсутствует	В поле зрения

При выраженной макрогематурии исследование белок/креатинин НЕ ИНФОРМАТИВНО!

При однократном измерении:

Кошки <0,4, собаки <0,5 - условно нормальные значения, но не исключает наличия протеинурии

0,4 / 0,5 - 2 - сомнительные результаты, необходимо исключить физиологическую, пре- и постренальную протеинурию

> 2 - при отсутствии факторов, влияющих на результат, значения характерные для почечной протеинурии

Для подтверждения почечной протеинурии, сопровождающей ХБП, нужно провести исследование дважды с интервалом в 2 недели или более.

Материал: Моча.

Исследование провёл: Нигматулина А.И., врач КЛД

