

ГОРМОНЫ В РЕЖИМЕ СИТО. ГОРМОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Т4 В
РЕЖИМЕ СИТО

Дата сдачи анализа:	01-10-2025	Животное:	Кошка
Дата проведения анализа:	03-10-2025	Порода:	Метис
Владелец животного:	Пискарева	Возраст:	13 лет
Название клиники:	Ветлайф (Бескудниковский)	Кличка:	Веня
Лечащий врач:		Пол:	М

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	НОРМЫ	ЕДИНИЦЫ
Т4 в режиме СИТО	44,08	0.8-4.7	мкг/дл

СОБАКИ

Референсные интервалы:

1,0-2,0 мкг/дл – диапазон нормальных значений, близких к границе низких значений.

<1,0 мкг/дл Низкий

1,0-4,0 мкг/дл Нормальный

>4 мкг/дл Повышенный

КОШКИ

2,3-4,7 мкг/дл – диапазон нормальных значений, близких к границе высоких значений («серая зона»).

Референсные интервалы:

<0,8 мкг/дл Низкий

0,8-4,7 мкг/дл Нормальный

>4,7 мкг/дл Высокий (гипертиреозидизм)

Основной материал: **Сыворотка крови.**Исследование провёл: **Крейдич А. А.**, врач КЛД